

# LAITTEEN KÄYTTÖNOTTO JA LÄHETYS

## SCIL VET abc Plus

2.3.2018  
versio 1.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka otat käyttöön Triolab Oy:n huollon ajaksi lähettämän lainalaitteen ja lähetät oman laitteesi huoltoon.

### VALMISTELE OMA, HUOLTOON LÄHTEVÄ LAITTEESI LÄHETYSKUNTOON

- Tyhjennä mittakammiot laitteen ollessa vielä päällä. Mene **huoltovalikkoon** ja valitse sieltä **käyttäjahuolto-valikko**.



- Valitse käyttäjahuolto-valikosta **Chambers draining** ja sen jälkeen paina rattaiden kuvaketta ruudun alalaidasta.



- Kun toimenpide on suoritettu, sammuta virta laitteen virtakatkaisimesta laitteen takaosasta.
- Poista reagenssipakkaus.
- Irrota virtajohto laitteen liittimestä ja mahdollinen tietokonekaapeli sekä printteri-kaapeli laitteen takaa.
- Varmista, että laitteen etuovi on lukittu.

### LAITTEEN LÄHETYS

- Pakkaa laite kuljetuslaatikkoon ilman virtajohtoa ja kiinnitä mukana tullut palautusrahtikirja laatikon päälle.
- Kun laitteesi on pakattu ja saapunut lainalaite todettu käyttökuntoiseksi, soita Triolabin asiakas-palvelunumeroon **0201 226 600** ja tilaa laitteen nouto. Ilmoita myös, mikäli aukioloaikanne rajoittavat laitteen noutoa.

### HUOLLON AJAKSI SINULLE LÄHETETYN LAINALAITTEEN KÄYTTÖNOTTO

- Avaa lainalaitelaatikon lukitukset ja nosta kansi varovasti kohtisuoraan ylöspäin.
- Tarkista, ettei laitteessa ole näkyviä vaurioita.
- Mikäli laite on tuotu juuri kylmästä ulkoilmasta, anna laitteen olla huoneenlämmössä tunti ennen käynnistämistä.
- Nosta laite pöydälle ja kytke virtakaapeli sekä mahdollinen tietokonekaapeli sekä printteri-kaapeli laitteen taakse.
- Asenna laitteeseen reagenssipakkaus.
- Käynnistä laite virtakytkimestä. Laite asettaa lämpötilaansa noin 3 minuutin ajan ja ajaa sen jälkeen automaattisesti **Start Up -ajon**, jonka jälkeen näytölle ilmestyvät Start Up -ajon tausta-arvot.
- Hyväksy läpi mennyt Start Up -ajo  -painikkeella. Mikäli Start Up -ajo antaa ilmoituksen "Start Up failed", valitse käyttäjahuoltovalikosta **All reagent priming** -toiminto ja toista Start Up -ajo.

### KONTROLLIAJO JA LAITTEEN KÄYTTÖKUNNON TOTEAMINEN

- Kirjautu laitteelle VET-käyttäjänä.
- Lainalaitteeseen on luotu valmiiksi yleinen kontrolliprofiili ilman erätietoja ja raja-arvoja. Tarkista valmiiksi luodun kontrolliprofiilin **Lot number** kontrollivalikosta .
- Aloita kontrolliajo syöttämällä kontrolliprofiilin Lot number näytteenajovalikon **Sample ID** -kenttään.
- Tuloksen valmistuttua vertaa tulosta käytössäsi olevan kontrollinäyte-erän viitearvopaperiin. **Huom!** Laite ei anna automaattisesti hälytyksiä yleisellä kontrolliprofiililla ajettaessa, vaan tuloksia on aina verrattava viitearvopaperiin. Mikäli haluat käyttää lainalaitteella oman kontrollisäilytysominaisuuksia, luo tätä varten profiili käyttöohjeen mukaisesti.

#### Lainalaite on käyttövalmis, jos:

- Start Up-ajo on mennyt hyväksytysti läpi.
- Laitteen Status-ruutu ei ole punainen.
- Kontrolliajon tulos on kontrollinäyte-erän viitearvojen sisällä.

Laitteen käyttöönottoon saa tukea puhelimitse numerosta **0201 226 602**.