

Erikoistutkimukset

- Mitä erikoistutkimuksia teette?
- Miten toimitte, jos positiivinen vasta-aineseulonta?
- Miten toimitte, jos positiivinen Coombs?
- Miten toimitte, jos positiivinen CTL pylväs?
- Minne ja miten lähetätte näytteet jatkoihin?
- Kuinka usein jatkotutkimuksia kohdallanne tulee?
- Teettekö titraatioita? Jos kyllä, mitä ja miksi?
- Vasta-ainetunnistukset
- D-neg profylaksia

ERIKOISTUTKIMUKSET

- Turku : Afimm, LuovABO, ALLOVER, A-alaryhmät, β_1 , Luthersa + tunnistukset ja fenotyyppitykset, ABO-titteri, vasta-aihe-tutkimukset putkelleihin)
- Salo : pensvalikoima
- Seinäjoki : — " —
- Oulu : tunnistukset, fenotyyppitykset
- Koukola : Venipalvelun tunnistukseen, profylax-paneelit Anti- β -5voj. äidille (tai hätätilanteissa avarmaan)

Positiivinen vasta-aihe seulonta

- tunnistus (Seinäjoki lähettää SPR:lle)
- Jos vasenta positiivinen, Turku tekee aina Coombsin
- Koukola lähettää Helsinkiin

Positiivinen Coombs

- Turku : tekee jatkot, vastataan voimakkuus
- Oulu : tekee jatkot, vastataan voimakkuus
- Sjoki : ei jatkvoja, vastataan voimakkuus
- Salo : kuten Turku
- Koukola : ei jatkvoja, +, - tai heikko pos.

Positiivinen kontrollipilväs

- ~~Turku~~ Oulu : pesee solut
 - Turku : muntaan tai pestään solut
 - Sjoki : muntaan, SPR?
 - Koukola : uusitaan
- Ei vastata ennen kuin asia selvitetty

Jatkolähetyspaikka

- SPR (Salo läh. jokin Turkuun)
- pos. vä-seulonta

~~Toukokuun jatkokuukausissa päivittäin Koukolassa~~

Kunne usein jatkotutkimuksia

- Turku: päittäin

- Oulu: päittäin

- Seinäjoki: vähemmän

- Rovaniemi: lähes päittäin

Turku

• AFW

• Orton A-paneeli & Grifols

~~Kokkola~~

Seinäjoke

• ei erikoistutkimuksia

Kokkola

ei erikoistutkimuksia

• haaduntarkkailunäytteitä titratun (joskus)

• kun Biocardilla SF-solut negatiiviset säilyy tyypin'screen
- jos Grifols & Biocard molemmat posit → lähetetään eteenpäin

• D-neg profylaksiat välillä täydentämässä vasta-aineseulontaa

• koronarokotusten vaikutus?

• varsinkin B-soluissa heikkoa reaktiota