

Laitteiden käyttäjäkokemukset: DG Reader, DG Reader Net, DG Therm ja DG Spin

- Yleisimmät ongelmat
- Yleisimpien ongelmien workarounds ja vinkkivitokset
- Onko teillä jokin tietty, hyväksi todettu toimintatapa?
- Toimintatavat laitehuoltoihin liittyen
- Mikä on laitteella erityisen hyvää tai toimivaa?
- Manuaalitutkimuksissa huomioon otettavia seikkoja (solujen käyttö, kontrollointi, korttien säilytys tms.)?



DG Reader (+Net), Spin, Therm

Ongelmat

- yhteen vaihdettu emolevy (Reader_{Net})
- Readerissa ollut jännitteen

Vinkkiintorena, kannattaa käynnistää Reader Net ajossa ennen käyttöä

- jos fuggista nroja nappoja, Reader valitkaa (senrifuggissa lura jaykat ~~okkappamat~~ "korit"?)

Joskus Reader antanut jostain sulku plussan, isolle laitteelle negatiivinen

Laitehuolto (sisäinen) joko verikeskukseen htkuntz tai välinehuolto

Koettu Reader hyväksirson laitteen rinnalla. (voi antaa kortin inkuboitua kauemmin ennen lukua → selvennät reaktiot)

- Näytteestä johtuvia ongelmia

- Yksinkertainen laite, helppo käyttää